



BioTech
innovative

Biodaily
míchání, třepání

Za vším hledej
body



5 bodů = sleva 1 000 Kč na Vaši příští objednávku.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platí do 31. 7. 2017.

Benchmixer vortex V2

Dvojitá platforma - stačí otočit
Rychlost až 3 200 rpm
Objem do 50 ml



Benchmark Scientific

Kat. č. BV1003-E

6 300 Kč

Zkumavkový vortex V-32

Platforma na 32 zkumavek
Rozsah otáček: 500 - 3 000 rpm
Kompaktní a lehký s velkou kapacitou



bioSan

Kat. č. V-32

6 870 Kč

Personální vortex V-1 plus

Rozsah otáček: 750 - 3 000 rpm
Objem třepaných zkumavek 1,5 - 50 ml
Hmotnost: 0,8 kg



bioSan

Kat. č. V-1 plus

3 880 Kč

Centrifuga/vortex CVP-2

Kombinace 4 v jednom
Možnost nastavení cyklů
Rychlost až 1 500 rpm



bioSan

Kat. č. CVP-2

26 390 Kč

TubeRoller

Roler na zkumavky s fixní rychlostí 38 rpm
5 válců s náklonem 5°
Kapacita: zkumavky o průměru 8 - 200 mm



Benchmark Scientific

Kat. č. R3005-E

18 760 Kč

Mini-třepačka 3D Sun Flower

Kompaktní třepačka s platformou 21,5 x 21,5 cm
Rozsah otáček: 5 - 60 rpm,
Úhel náklonu: 7°, max. zatížení: 1 kg



bioSan

5

Kat. č. 3D

7 000 Kč

BenchWaver 3D třepačka

Platforma 34,3 x 33 cm s nosností do 9 kg
Vlnivý pohyb 5 - 105 rpm s nastavitelným úhlem 0 - 10°



Benchmark Scientific

5

Kat. č. B3D5000-E

27 180 Kč

Třepačka/kývačka MR-1

Platforma 21,5 x 21,5 cm
Kývavý pohyb 5 - 30 rpm s úhlem 7°
Nastavitelný čas: 1 min - 24 hod / nonstop



bioSan

5

Kat. č. MR-1

9 250 Kč

Minirotátor Bio RS-24

Platforma na 22 zkumavek o objemech 1,5 - 15 ml
Rotační pohyb rychlostí 5 - 30 rpm
Časovač (celkový): 1 min - 24 hod / nonstop



bioSan

10

Kat. č. Bio RS-24

8 650 Kč

Programovatelný rotátor Multi Bio RS-24

Platforma pro 26 zkumavek o objemech 1,5 - 15 ml
3 typy pohybu: rotační, reciproční a vibrační
Rychlost až 100 rpm
Časovač (celkový): 1 min - 24 hod / nonstop



bioSan

10

Kat. č. 3D

12 950 Kč

Orbitální třepačka Orbi-Shaker Jr

Kompaktní třepačka s nosností až 4 kg
S protiskluzovou platformou 24 x 20 cm
Jedinečná platforma **MAGic Clamp** nyní v ceně



Benchmark Scientific

5

Kat. č. BT302-E

23 860 Kč