



**BioTech**  
innovative

Biodaily

To be, or not to be...

[li:] **Smart**



Ceny jsou uvedeny bez DPH. Akce platí do 31. 12. 2017.

## Kompletní SafeBlue systém 3v1

Zdroj, vana a iluminátor - zdroj modrého světla  
Dlouhá životnost LED - až 9 000 hod



Kat. č.: MBE-150-PLUS

**30 240 Kč**

SmartMart.bio

## Programovatelný zdroj MP-3AP

Ideální pro Western blot a semi-dry blot  
Konstantní napětí, proud nebo výkon  
Až 30 programů (každý s max. 6 kroky)  
Až 300 V, 3 000 mA nebo 300 W



Kat. č.: MP-3AP

**19 800 Kč**

SmartMart.bio

## Zdroj MINI 300V

Až 300 V, 400 mA a 60 W  
Vhodný pro midi horizontální a vertikální elektroforézy  
Možnost nastavení konstantního napětí nebo proudu  
2 páry výstupů



Kat. č.: MINI-300

**7 200 Kč**

SmartMart.bio

## Zdroj MP-300V



Až 700 mA a 150 W  
Nastavení konstantního napětí nebo proudu  
Ideální pro horizontální a vertikální elektroforézy, SDS-PAGE  
4 páry výstupů, stohovatelný



Kat. č.: MP-300V

**10 440 Kč**

SmartMart.bio



**20<sup>th</sup>**  
THE CELEBRATION  
ANNIVERSARY

**MS** major science

**GET THE REAL STUFF**

## Třepačka s kývavým pohybem

Platforma 30 x 30 cm  
Úhel výkyvu 12°, kapacita až 8 kg  
Ochrana proti vlhkosti pro práci při nízkých teplotách



Kat. č.: MS-NRK-3001

**22 680 Kč**

SmartMart.bio

## Genius Dry Bath inkubátor pro jeden blok

Nastavitelná teplota: 5 °C nad RT až 150 °C  
Rychlý ohřev, vysoká stabilita a přesnost teploty (+/- 0,2 °C)  
Velký výběr bloků  
Možnost využít i jako vodní nebo kuličkovou lázeň



Kat. č.: MD-01N

**8 280 Kč**

SmartMart.bio

## Genius Dry Bath inkubátor pro dva bloky

Nastavitelná teplota: 5 °C nad RT až 150 °C  
Rychlý ohřev a vysoká stabilita a přesnost (+/- 0,2 °C)  
Velký výběr bloků  
Možnost využít i jako vodní nebo kuličkovou lázeň




Kat. č.: MD-02N

**10 080 Kč**

SmartMart.bio

## BluView transiluminátor

Vizualizace pomocí modrého světla 470 nm  
Omezení poškození DNA a RNA UV zářením  
Velikost filtru: 153 x 153 mm



Kat. č.: MBE-200

**11 960 Kč**

SmartMart.bio

## 26 x 21 cm transiluminátor, 254 nm


Jednotný a intenzivní zdroj UV 254 nm  
Filtr 26 x 21 cm, UV kryt: 33 x 25 cm  
Zdroj světla: 8W x 6 trubic, dlouhá životnost



Kat. č.: MUV26-254

**23 400 Kč**

SmartMart.bio



Kat. č.: MUV26-312

**23 400 Kč**

SmartMart.bio