

Innovative technologies for your laboratory



bioTech
innovative



Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platí do vyprodání zásob.



BIO RAD

88 000 Kč

**BR1861096
T100 cykler**

Intuitivní dotykové programování
Kompaktní design
Rychlost až 4 °C/s



BIO RAD

235 000 Kč

**BR1851048
C1000 48/48 cykler**

2 nezávislé bloky 48/48 jamek
Teplotní gradient uvnitř každého bloku
USB port pro přenos protokolu



BIO RAD

590 000 Kč

**1855196
RealTime PCR CFX96**

6 detekčních kanálů
Fast PCR protokoly
Intuitivní programování



analytikjena
An Endress+Hauser Company

444 000 Kč

**AJ846-070-500
Real-Time cykler TOptical Gradient**

Stříbrný pozlacený blok s rychlostí ohřevu až 6 °C/s
Vysoká uniformita bloku +/- 0,15 °C
Rozsah gradientu až 40 °C



analytikjena
An Endress+Hauser Company

159 000 Kč

**AJ846-050-723
Cykler T3000**

Tři nezávislé bloky o formátu 48 x 0,2 ml
Přesnost +/- 0,1 °C
Tabulkové programování



analytikjena
An Endress+Hauser Company

99 000 Kč

**AJ846-070-601
Cykler TProfessional Basic Gradient 96**

Formát bloku 96 x 0,2 ml
Vysoká uniformita bloku +/- 0,2 °C
Rozsah gradientu 26 °C



ESCO

149 000 Kč

ESUUS-363B-1
Hlubokomrazicí box Lexicon II, 363 litrů

Dvoukompresorový chladicí systém

Rozsah teploty do -86 °C

Objem 363 litrů

3 vnitřní police s dvířky

ESCO

174 000 Kč

ESUUS-597B-1-5D
Hlubokomrazicí box Lexicon II, 597 litrů

Dvoukompresorový chladicí systém

Rozsah teploty do -86 °C

Objem 597 litrů

5 vnitřních polic s dvířky

ESCO

159 000 Kč

ESUUS-480B-1
Hlubokomrazicí box Lexicon II, 480 litrů

Dvoukompresorový chladicí systém

Rozsah teploty do -86 °C

Objem 480 litrů

3 vnitřní police s dvířky





EuroClone

169 000 Kč

**LDH4200
Biohazard box Safeflow Two**

Box II. třídy, s šířkou pracovní plochy 120 cm
Prosklené boky, elektricky ovládané čelní sklo
Revoluční způsob otevírání a čištění boxu



Dynamica

129 000 Kč

**DNDB-20-220
Spektrofotometr Halo DB-20**

Rozsah 190 - 1100 nm (+/- 0,3 nm)
Holder s teplotní regulací +20 až +40 °C a s magnetickým
mícháním
Kapacita pro 6 kyvet + 1 kyveta na referenční straně



sartorius stedim
biotech

69 000 Kč

**CPA225D-OCE
Analytické váhy CPA**

Kapacita: 100/220 g
Odečitatelnost: 0,01/0,1 mg
Metrologicky ověřitelný model



IMPLEN

149 000 Kč

**IMB-80-3004-30
NanoPhotometer UV/Vis**

Univerzální přístroj pro měření vzorků v rozmezí 190 - 1100 nm
Bez nutnosti ovládání pomocí PC
Stand-alone přístroj



IMPLEN

139 000 Kč

**IMP-30
NanoPhotometer Pearl**

Kombinace mikroobjemu i kyvety
Rychlé měření do 3 vteřin
Nedochází k evaporaci vzorku



MAESTROGEN

59 000 Kč

**OSMN-913
Spektrofotometr MaestroNano**

Objem vzorku 2 μ l
Detekční limit: 2 ng/ μ l - 2 000 ng/ μ l dsDNA
Rychlost měření do 3 vteřin

To be, or not to be...

[li:] Smart

