



# Chladicí a mrazicí laboratorní zařízení

**ARCTIKO**  
true cooling specialists



## Krevní banky BBR/BBRD

- Teplota +4 °C
- Objem 94, 352, 523, 628 a 1 381 l
- Integrovaný datalogger
- Certifikovaný zdravotnický prostředek:  
MDD 93/42/EEC, class IIA
- ISO 13485:2003
- RS485/RS232 rozhraní
- Duální systém chlazení pro  
nejvyšší zabezpečení vzorků



## Laboratorní lednice PRE/LRE

- Teplota 2 až 8 °C
- Objem 55, 117, 437, 519 a 1 345 l
- Příprava pro GSM alarm
- Vizuální a akustický alarm
- Prosklené nebo plné dveře
- Osvětlení vnitřního prostoru
- Vstup pro externí sondu

## Laboratorní mrazáky LFE

- Teplota -25 až -10 °C
- Objem 107, 356, 519 a 1 345 l
- Příprava pro GSM alarm
- Vizuální a akustický alarm
- Plné dveře
- Vstup pro externí sondu

